
Forno tubular para negro de fumo Q320N21

Forno tubular para determinação de negro de fumo em tubos cerâmicos ou quartzo, suporta tubos com 30 cm x 60 cm com até 70 cm de comprimento. Controlador de temperatura microprocessado e protetor de sobre aquecimento.



220 V
Tensão

2.400 W
Potência

28 cm
Zona Aquecimento

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Zona Aquecimento	Dim. Externas (CxLxA)
Q320N21	220 V	2.400 W	28 cm	45 x 40 x 60 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído com chapa de aço tratada e revestida com epóxi eletrostático;
- Painel localizado na base;
- Faixa de trabalho 200 °C a 700 °C;
- Controlador eletrônico microcontrolado de temperatura com rampas e patamares;
- Sensor remoto para leitura junto a navícula;
- Sensor de câmara para proteção com controlador interno pré-programado;
- Isolação com tijolos refratários;
- Cabo de força com dupla isolação sem plugue;
- Acompanha conjunto de vidraria composto de: lavador, secador, tubo de cerâmica de 32 mm x 600 mm, 20 navículas, rolhas de borracha, rotâmetro e manual de instruções;
- Obs.: Não acompanha cilindro de N² (Nitrogênio).

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290