Aquecedor full control Q330B

Próprio para aquecer amostras em balões de fundo plano ou balão de Kjeldahl de 500 ou 800 mL. Pode ser utilizado para determinação de proteína ou nitrogênio, assim como para demais aplicações que necessitam de alta temperatura com rapidez.



220 v
Tensão

550 w
Potência

17 x 15 x 33 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q330B-2	220 v	550 w	17 x 15 x 33 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Sistemas de aquecimentos através de resistências fio Kanthal®, alojadas em refratários;
- Temperatura máxima de 700 °C no elemento;
- Fixação dos frascos por meio de haste de alumínio;
- Controle eletrônico de temperatura com referência entre pontos 1 a 10;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções;
- Obs.: não utilizar liquido inflamável.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290