Horno de mufla 1.400 °C Q318A

Los hornos mufla tienen su aplicación en procedimientos donde se aplica alta temperatura. Quimis ofrece también el horno mufla con temperatura máxima de 1.400 °C.

220 V
Tensión

7.000 W
Potencia

40 x 18 x 26 cm
Dim. Cámara (P x A x Al)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Cámara (P x A x Al)	Dim. Externas (PxAxA)
Q318A24	220 V	7.000 W	40 x 18 x 26 cm	78 x 92 x 130 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Gabinete en chapa galvanizada y pintura electrostática;
- Elementos de calentamiento de carburo de silicio;
- Comando lateral;
- Potencia controlada por relé de estado sólido con ventilación;
- Alarma sonora programable;
- Control de temperatura microcontrolado de doble display;
- programación de varios tipos de rampas (total de 20);
- Sensor tipo S;
- Resistencias: 8 barras de silicio distribuidas horizontalmente;
- Temperatura de 300 °C a 1.400 °C;
- Sistema de arranque suave, preserva los elementos de calentamiento.
- Opcional: Conjunto para la adquisición de datos y monitorización parametrizada de la temperatura;
- Nota: No utilizar productos inflamables en el interior de la cámara.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290