Horno tubular para carbono y azufre Q320M2

Equipo desarrollado para los análisis de carbono y azufre mediante el sistema de gas volumétrico.



220 V
Tensión

2.100 W
Potencia

20 cm
Zona de calentamiento

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Zona de calentamiento	Dim. Externas (PxAxA)
Q320M2	220 V	2.100 W	20 cm	45 x 40 x 36 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Rango de trabajo entre 400 °C y 1.400 °C;
- Construido en chapa de acero tratada y revestido con epoxi electrostático;
- Calentamiento mediante resistencia de carburo de silicio (barra de silita);
- Sistema electrónico de precalentamiento;
- Aislamiento frontal para proteger al operador del calor;
- Panel de mandos en la base y sistema de irradiación de calor;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble display multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Sensor de temperatura tipo S y cable de compensación;
- Amperímetro de 30 A;
- Incluye tubo de cerámica de 26 mm x 600 mm;
- Cable de alimentación con doble aislamiento sin enchufe;
- Incluye manual de instrucciones;

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290