
Horno tubular para negro de humo Q320N21

Horno tubular para la determinación de negro de humo en tubos cerámicos o de cuarzo, admite tubos de 30 cm x 60 cm con hasta 70 cm de longitud. Controlador de temperatura microprocesado y protector de sobrecalentamiento.



220 V
Tensión

2.400 W
Potencia

28 cm
Zona de calentamiento

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Zona de calentamiento	Dim. Externas (PxAxA)
Q320N21	220 V	2.400 W	28 cm	45 x 40 x 60 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido con chapa de acero tratada y revestida con epoxi electrostático;
- Panel ubicado en la base;
- Rango de trabajo de 200 °C a 700 °C;
- Controlador electrónico microcontrolado de temperatura con rampas y niveles;
- Sensor remoto para lectura junto a la navícula;
- Sensor de cámara para protección con controlador interno preprogramado;
- Aislamiento con ladrillos refractarios;
- Cable de alimentación con doble aislamiento sin enchufe;
- Incluye conjunto de cristalería compuesto por: lavador, secador, tubo de cerámica de 32 mm x 600 mm, 20 navículas, tapones de goma, rotámetro y manual de instrucciones;
- Nota: No incluye cilindro de N² (nitrógeno).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290