Impresora para balanza QA500I

Impresora específica para ser utilizada con las balanzas analíticas Quimis modelo Q500B210C.



110/220 V
Tensión

10 W
Potencia

Serie RS232C
Salida

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Salida	Dim. Externas (PxAxA)
QA500I	110/220 V	10 W	Serie RS232C	8x12x4 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en material plástico resistente con acabado en epoxi electrostático;
- Impresión matricial mediante agujas;
- Teclas de tipo pulsador para encendido y apagado, selección y avance del papel;
- Interfaz serie compatible RS232;
- Conector estándar de 25 pines tipo D;
- Dieciséis (16) caracteres por línea (5 x 7);
- Caracteres con tamaño de 1,8 mm x 2,5 mm;
- Punto con dimensión de 0,35 mm x 0,35 mm, utilizando 96 puntos por línea;
- Velocidad de una línea por segundo;
- Bajo consumo de corriente: 1,5 A;
- Fuente de alimentación conmutada con entrada 110/220 V CA y salida 5 V CC, 2,5 A.
- Nota: La impresora capta los datos enviados por la balanza en el caso de la analítica;
- (Q500L210C) solo lo que aparece en la pantalla: ejemplo: 0,0010 g, 1,5450 g.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290