Impressora para balança QA500I

Impressora específica para ser usada com as balanças analíticas Quimis modelo Q500B210C.



110/220 V
Tensão

10 W
Potência

Serial RS232C
Saída

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Saída	Dim. Externas (CxLxA)
QA500I	110/220 V	10 W	Serial RS232C	8x12x4 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em material plástico resistente com acabamento em epóxi eletrostático;
- Impressão matricial através de agulhas;
- Teclas do tipo Push Button para ligar e desligar, seleção e avanço do papel;
- Interface serial compatível RS232;
- Conector padrão de 25 pinos tipo D;
- Dezesseis (16) caracteres por linha (5 x 7);
- Caracteres com tamanho de 1,8 mm x 2,5 mm;
- Ponto com dimensão de 0,35 mm x 0,35 mm, usando 96 pontos por linha;
- Velocidade de uma linha por segundo;
- Baixo consumo de corrente: 1,5 a;
- Fonte de energia chaveada com entrada 110/220V CA e saída 5VDC ou 5VCC, 2,5A.
- Obs. A impressora capta os dados enviados pela balança no caso da analítica;
- (Q500L210C) só o que está no display: exemplo: O,0010g, 1,5450g.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290