Lavador de gases Q328LG2

Com extrema versatilidade e eficiência, neutralizando e amenizando, em seu interior, gases provenientes de processos químicos e tratamento de odores.



220 V
Tensão

750 W
Potência

40 x 50 x 70 cm
Dim. Externas Aprox. (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas Aprox. (CxLxA)
Q328LG2	220 V	750 W	40 x 50 x 70 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em polipropileno, para melhor resistência aos ácidos;
- Robusta e estável base com rodízios para sua acomodação;
- Tanque de lavagem com capacidade aproximada de 140 litros de solução;
- Bomba de 1 HP, com tubulação em polipropileno;
- Inversor de frequência;
- Painel de comando;
- Entrada do gás com tubo de PP com 19 mm de diâmetro.
- Cabo de força com dupla isolação, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290