Mesa agitadora Q225MT

Indicada para a agitação de líquidos nos mais diversos tipos de recipientes. Com plataforma universal, é um aparelho indispensável ao laboratório químico e na preparação de amostras para análises em laboratórios clínicos em geral.



110~220 V
Tensão

48 W
Potência

36 x 43 x 22 cm
Dimensões (C x L x A)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões (C x L x A)
Q225MT	110~220 V	48 W	36 x 43 x 22 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em chapa de aço tratada, revestida com pintura eletrostática;
- Plataforma de agitação em aço inox, apoiada em rolamentos com capacidade máxima de 15 kg, com forro antiderrapante na base e quatro barras horizontais revestidas com silicone, para afixar os diversos tipos de recipientes;
- Movimentos com deslocamento orbital de 10 mm;
- Display Gráfico Touch Screen de cristal líquido com 128 × 64 pixels e luz de fundo;
- Controle microprocessado por técnica PWM;
- Temporizador programável até 99 horas e 59 minutos, ou modo de agitação infinito;
- Velocidade programável de 30 a 300 rpm;
- Motor com tecnologia Brushless (motor sem escova, não gera faíscas);
- Compensação automática de velocidade para mantê-la constante durante a agitação;
- Base reforçada, pés de borracha reguláveis na altura;
- Indicação sonora de final de programa;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções e fonte de alimentação.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290