Mesa agitadora analógica para múltiples recipientes Q225RA

Indicada para la agitación de líquidos en los más diversos tipos de recipientes. Con plataforma universal, es un aparato indispensable para el laboratorio químico y en la preparación de muestras para análisis en laboratorios clínicos en general.



90 ~240 V
Tensión

48 W
Potencia

36 x 43 x 22 cm
Dimensiones (An x Pr x Al)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones (An x Pr x Al)
Q225RA	90 ~240 V	48 W	36 x 43 x 22 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en chapa de acero tratada, revestida con pintura electrostática;
- Bandeja de acero inoxidable extraíble, con muelles ajustables para acomodar erlenmeyers, tubos, vasos de precipitados, entre otros;
- Movimientos con desplazamiento orbital de 10 mm;
- Control de velocidad analógico;
- Velocidad de 30 a 300 rpm;
- Motor con tecnología Brushless (motor sin escobillas, no genera chispas);
- Base reforzada, pies de goma regulables en altura;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290