Mesa Agitadora para funil de separação Q225FT

Indicada para a agitação de líquidos nos mais diversos tipos de recipientes. Um aparelho indispensável ao laboratório químico e na preparação de amostras para análises em laboratórios clínicos em geral.



110~220 V
Tensão

48 W
Potência

3 a 4
Funis

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Funis	Dimensões (C x L x A)
Q225FT	110~220 V	48 W	3	36 x 43 x 22 cm
Q225FT2	110~220 V	48 w	4	64 x 67 x 31

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em chapa de aço tratada, revestida com pintura eletrostática;
- Display gráfico touch screen de cristal líquido com 128 × 64 pixels e luz de fundo;
- Controle microprocessado por técnica PWM;
- Temporizador programável até 99 horas e 59 minutos, ou modo de agitação infinito;
- Capacidade: Q225FT 3 funis de 250 ml - Q225FT2 4 funis de 250 mL, 500 mL, 1000 mL ou 2000 mL;
- Velocidade programável de 30 a 100 rpm;
- Deslocamento horizontal de 45 mm;
- Motor com tecnologia Brushless (motor sem escova, não gera faíscas);
- Compensação automática de velocidade para mantê-la constante durante a agitação;
- Base reforçada, pés de borracha reguláveis na altura;
- Indicação sonora de final de programa;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo à nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções e fonte de alimentação.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290