
Mesa Agitadora para Rice Test Q225MP

Indicada para a agitação em ensaios de Rice Test e processos com grande volume de carga (até 15kg), é um aparelho indispensável ao laboratório na preparação de amostras e a realização de ensaios em larga escala.



90-240 v
Tensão

90-240 v
Potência

33 x 20 x 95 cm
Dimensões (CxLXA

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões (CxLXA
Q225MP	90-240 v	90-240 v	33 x 20 x 95 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em chapa de aço tratada, revestida com pintura eletrostática;
- Plataforma de agitação em aço inox, apoiada em rolamentos com capacidade máxima de 15kg, com forro antiderrapante na base;
- Movimentos com deslocamento orbital de 10 mm;
- Display Gráfico Touch Screen de cristal líquido com 128x64 pixels e luz de fundo;
- Controle microprocessado por técnica PWM;
- Temporizador programável até 99 horas e 59 minutos, ou modo de agitação infinito; Velocidade programável de 30 à 300 rpm;
- Motor com tecnologia Brushless (motor sem escova, não gera faíscas);
- Compensação automática de velocidade para mantê-la constante durante a agitação;
- Base reforçada, pés de borracha reguláveis na altura;
- Indicação sonora de final de programa;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290