
Mesa Agitadora para Rice Test Q225MP

Indicada para la agitación en ensayos de Rice Test y procesos con gran volumen de carga (hasta 15 kg), es un aparato indispensable en el laboratorio para la preparación de muestras y la realización de ensayos a gran escala.



90-240 v
Tensión

90-240 v
Potencia

33 x 20 x 95 cm
Dimensiones (LxAxA

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones (LxAxA
Q225MP	90-240 v	90-240 v	33 x 20 x 95 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en chapa de acero tratada, revestida con pintura electrostática;
- Plataforma de agitación en acero inoxidable, apoyada en rodamientos con capacidad máxima de 15 kg, con forro antideslizante en la base;
- Movimientos con desplazamiento orbital de 10 mm;
- Display gráfico táctil de cristal líquido con 128x64 píxeles y retroiluminación;
- Control microprocesado mediante técnica PWM;
- Temporizador programable hasta 99 horas y 59 minutos, o modo de agitación infinito; Velocidad programable de 30 a 300 rpm;
- Motor con tecnología Brushless (motor sin escobillas, no genera chispas);
- Compensación automática de velocidad para mantenerla constante durante la agitación;
- Base reforzada, pies de goma regulables en altura;
- Indicación sonora de fin de programa;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres clavijas, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290