Mesa agitadora Q225MT

Indicada para la agitación de líquidos en los más diversos tipos de recipientes. Con plataforma universal, es un aparato indispensable para el laboratorio químico y en la preparación de muestras para análisis en laboratorios clínicos en general.



110~220 V
Tensión

48 W
Potencia

36 x 43 x 22 cm
Dimensiones (L x An x Al)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones (L x An x Al)
Q225MT	110~220 V	48 W	36 x 43 x 22 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en chapa de acero tratada, revestida con pintura electrostática;
- Plataforma de agitación en acero inoxidable, apoyada en rodamientos con capacidad máxima de 15 kg, con forro antideslizante en la base y cuatro barras horizontales revestidas con silicona, para fijar los diversos tipos de recipientes;
- Movimientos con desplazamiento orbital de 10 mm;
- Pantalla gráfica táctil de cristal líquido con 128 × 64 píxeles y retroiluminación;
- Control microprocesado mediante técnica PWM;
- Temporizador programable hasta 99 horas y 59 minutos, o modo de agitación infinito;
- Velocidad programable de 30 a 300 rpm;
- Motor con tecnología Brushless (motor sin escobillas, no genera chispas);
- Compensación automática de velocidad para mantenerla constante durante la agitación;
- Base reforzada, pies de goma regulables en altura;
- Indicación sonora de fin de programa;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones y fuente de alimentación.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290