Microscópio estereoscópico com zoom Q7740SZ

Microscópio Estereoscópio com Zoom, série Apex, normalmente utilizado no controle de qualidade de Indústrias, Pesquisas Agrícolas, Medicina, Biologia, Botânica, Veterinária, Geologia, Arqueologia, Restauração De Objetos De Arte, Ensino E Outras aplicações, tais como na Assistência Técnica Eletrônica para a substituição de componentes em placas de circuito impresso, ou no reparo de pequenas peças como no caso de aparelhos auditivos e telefones celulares. Associado a um sistema de Epi iluminação e de transiluminação (incidente e transmitida), com visualização ampliada e tridimensional dos objetos sob observação, quando equipado com o sistema Zoom, permite atingir a magnitude total de uma maneira contínua, sem necessidade de substituição de objetos.



Binocular, Trinocular
Cabeçote

90~240 V
Tensão

30 W
Potência

Especificações técnicas

Modelo	Cabeçote	Tensão	Potência	Peso aproximado
Q7740SZ	Binocular	90~240 V	30 W	7 kg
Q7740SZ-T	Trinocular	90~240 V	30 W	8 kg

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Base com estativa robusta de grande porte;
- Tubo binocular inclinado a 45° e rotação 360°;
- Um par de oculares de campo amplo e planas, de 10X com 20 mm de diâmetro;
- Objetiva Zoom com faixa de 0,7 X - 4,5X e a relação é de 6.5:1;
- Aumento total de 7X a 45X;
- Com o uso de objetivas auxiliares e de oculares de 20X (opcionais), o aumento total pode chegar até 180X;
- Ajuste interpupilar entre 55 a 75 mm;
- Ajuste de focalização com duplo manipulo;
- Base porta amostra circular em vidro fosco (leitoso) com 95 mm de diâmetro;
- Filtro com azul diâmetro de 84 mm;
- A iluminação incidente e feita com Epi Iluminador embutido na estativa;
- A iluminação transmitida e embutida na Base;
- A iluminação é feita com lâmpada de halogêneo de 15 Watts, com controle de sua intensidade;
- Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra;
- Acompanha Manual de instruções, e capa para cobrir o estereomicroscópio;
- Não indicado para procedimento Médico ou Odontológico.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290