Microscópio digital Q77307-B

Este inovador Microscópio Digital Q77307-B possui uma tela de LCD 9,7? TFT com sistema operacional Android, para visualização fácil e confortável e ampliada que você pode compartilhar com os outros. O Q77307-B também possui uma câmera digital embutida 2.0 Megapixel CMOS de cor, para captação de imagens rápidos e fáceis ou vídeos curtos de espécimes. As imagens são armazenadas em uma memória flash interna de 128 megabytes para a transferência em um momento posterior ao seu computador através de um cabo USB para visualização de alta definição em sua tela de computador de tamanho normal. Você também pode usar um cartão de grande armazenamento SD opcional para armazenar mais imagens ou vídeo para a transferência para o seu computador.



100 - 240 V

Tensão

Especificações técnicas

Modelo	Tensão
Q77307-B	100 - 240 V

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

Objetivas
As objetivas Plan-Acromática 4X,10X ,40X, 100X de óptica infinitas fabricadas com vidro de alta qualidade em combinação com a lente do cabeçote o resultado é uma imagem intermédia totalmente nítidas das cores.

Platina
O novo microscópio Digital Q77307-B oferece um controle manual lado direito e novo suporte de slides permite a movimentação da amostra consistente de 75X50mm. Variam com uma área de 140 milímetros X 140 milímetros.

Oculares
As oculares padrão WF 10X / 18, também de vidro óptico de alta qualidade, para os usuários que usam óculos incorporar um ajuste de dioptria para ambos os olhos. Cabeçote e revólver do Q77307-B tem um ângulo de observação ergonômico de 30°e uma distância interpupilar de 47-75 mm, revolver para quatro objetivas inverso.

Especificações Gerais
Distância interpupilar 47-75 mm;

Oculares de campo amplo e alto ponto focal, WF 10X / 20 mm, com ajuste de dioptria;

Revólver quadruplo inverso;

Objetivas Plan-Acromatica de óptica infinita 4X, 10X, 40X S e 100X S Oil;

Sistema de foco coaxial, macro e micrométrico;

Platina mecânica com controles 140 × 140 / 75 × 50 mm;

Condensador Abbe focalizável NA 1,25 com diafragma de íris;

Iluminação lâmpada de LED 3W com controle de intensidade;

Fonte alimentação Universal de 100-240V;

Tela de LCD 9,7 pol TFT Touch sreen;

Câmera 2.0 Mega Pixels CMOS chip;

Saida USB 2.0 AV VGA HDMI;

Androide 5.1;

Software Touch screen, incluso na tela;

Suporta Cartão SD;

Inclui, óleo de imersão, cabo de força, capa de vinil protetora.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

