Moinho de bolas Q298

O moinho de bolas é um aparelho auxiliar na moagem de materiais através do sistema de jarro e esferas de porcelana ou inox.



110 V a 220 V
Tensão

150 W
Potência

55 x 65 x 50 cm, 55 x 65 x50 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q298-1	110 V	150 W	55 x 65 x 50 cm
Q298-2	220 V	150 W	55 x 65 x50 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Estrutura maciça com cantoneiras de ferro revestido em epóxi eletrostático;
- Tampas laterais e protetor de correias e polias para fornecer maior segurança ao usuário;
- Acomoda jarros de até 30.000 ml;
- Rolos giratórios revestidos com borracha e apoiados em mancais reguláveis;
- Comprimento útil do rolo: 48 cm;
- Distância entre eixos: 1ª regulagem 60 mm a 90 mm e na 2ª regulagem de 140 mm a 170 mm;
- Equipado com rolamentos laterais para evitar a queda do jarro;
- Possui alças para eventual transporte;
- Rotação de 150 rpm no rolo de tração;
- Motor blindado de indução para uso contínuo;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções;
- Obs. Não acompanha jarros e bolas.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290