Molino de bolas Q298

El molino de bolas es un aparato auxiliar en la molienda de materiales a través del sistema de jarra y esferas de porcelana o acero inoxidable.



110 V a 220 V
Tensión

150 W
Potencia

55 x 65 x 50 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q298-1	110 V	150 W	55 x 65 x 50 cm
Q298-2	220 V	150 W	55 x 65 x 50 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Estructura maciza con cantoneras de hierro revestido en epoxi electrostático;
- Tapas laterales y protector de correas y poleas para proporcionar mayor seguridad al usuario;
- Admite jarras de hasta 30.000 ml;
- Rodillos giratorios revestidos de caucho y apoyados en cojinetes regulables;
- Longitud útil del rodillo: 48 cm;
- Distancia entre ejes: 1.ª regulación de 60 mm a 90 mm y en la 2.ª regulación de 140 mm a 170 mm;
- Equipado con rodamientos laterales para evitar la caída de la jarra;
- Dispone de asas para un eventual transporte;
- Rotación de 150 rpm en el rodillo de tracción;
- Motor blindado de inducción para uso continuo;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones;
- Nota: No incluye jarras ni bolas.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290