pH-metro de bolsillo Q400P

Para análisis de pH en campo o en líneas industriales extensas, un pH-metro de bolsillo de operación sencilla, resistente y con resultados precisos. Es indispensable para garantizar la calidad y seguridad de todo el proceso, por lo que hemos incluido en nuestra línea el pH-metro de bolsillo Q400P que, además de estas características, cuenta con toda la calidad de Quimis y una excelente relación calidad-precio.



02 x 03 x 16 cm

Dim. externas (L x A x A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Dim. externas (L x A x A)
Q400P	02 x 03 x 16 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en plástico reforzado;
- Indicación digital en pantalla de fácil visualización;
- Rango de medición: de 0,00 pH a 14,00 pH;
- Precisión: ± 0,01 pH;
- Resolución de 0,01 pH;
- Calibración automática en 2 puntos;
- Teclas de encendido/apagado;
- Rango de trabajo: entre 0 y 60 °C;
- Alimentación: 2 baterías de 1,5 voltios;
- Electrodo combinado universal de vidrio integrado;
- Incluye 100 ml de solución tampón pH 9,18, 100 ml de solución tampón pH 6,86, 100 ml de solución pH 4,01, 100 ml de solución de reposo, funda protectora para el electrodo y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290