pHmetro portátil Q400HM

Aparelho medidor de pH portátil com bateria recarregável, compensação automática de temperatura, display gráfico de cristal líquido e calibração em três pontos.



90 ~240 V
Tensão

5 W
Potência

1,6 Kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (C x L x A)
Q400HM	90 ~240 V	5 W	1,6 Kg	4 x 10,7 x 22,5 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em plástico ABS, compacto, robusto com fino acabamento;
- Bateria recarregável com autonomia de 10 horas ininterruptas de uso;
- Indicação digital em amplo display gráfico de cristal líquido de fácil visualização, com 128 x 64 píxeis;
- Indicação digital simultânea do valor de pH, mV e temperatura;
- Indicação do nível de bateria;
- Funções de stand-by, pH e milivolts;
- Faixa de medição de 0,00 pH a 14,00 pH e ± 2000 mV absoluto;
- Compensação automática da temperatura entre 0 °C e 100 °C, por meio de sensor Pt-100;
- Calibração em três pontos;
- Precisão: ± 0,2 °C, ± 0,02pH e ±0,2mV;
- Reprodutibilidade de ± 0,01 pH e ± 0,1 milivolts;
- Legibilidade: 0,01 pH, 0,1 mV e 0,1 °C;
- Sensor de temperatura PT100 encapsulado em aço inox;
- Acompanha fonte de alimentação; eletrodo de plástico combinado para pH, 100 mL de solução tampão pH 9,18; 100 mL de solução tampão pH 6,86; 100mL de solução tampão pH 4,01; 100 mL de solução de repouso, sensor de temperatura, e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290