pHmetro portátil Q400HM

Aparato medidor de pH portátil con batería recargable, compensación automática de temperatura, pantalla gráfica de cristal líquido y calibración en tres puntos.



90 ~240 V
Tensión

5 W
Potencia

1,6 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. externas (L x A x A)
Q400HM	90 ~240 V	5 W	1,6 kg	4 x 10,7 x 22,5 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en plástico ABS, compacto, robusto y con un fino acabado;
- Batería recargable con autonomía de 10 horas ininterrumpidas de uso;
- Indicación digital en amplia pantalla gráfica de cristal líquido de fácil visualización, con 128 × 64 píxeles;
- Indicación digital simultánea del valor de pH, mV y temperatura;
- Indicación del nivel de batería;
- Funciones de stand-by, pH y milivoltios;
- Rango de medición de 0,00 pH a 14,00 pH y ± 2000 mV absoluto;
- Compensación automática de la temperatura entre 0 °C y 100 °C, mediante sensor Pt-100;
- Calibración en tres puntos;
- Precisión: ± 0,2 °C, ± 0,02 pH y ± 0,2 mV;
- Reproducibilidad de ± 0,01 pH y ± 0,1 milivoltios;
- Legibilidad: 0,01 pH, 0,1 mV y 0,1 °C;
- Sensor de temperatura PT100 encapsulado en acero inoxidable;
- Incluye fuente de alimentación; electrodo de plástico combinado para pH, 100 ml de solución tampón pH 9,18; 100 ml de solución tampón pH 6,86; 100 ml de solución tampón pH 4,01; 100 ml de solución de reposo, sensor de temperatura y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290