Placa calefactora redonda Q310B

Sistema de calentamiento con resistencias blindadas, las cuales proporcionan mayor durabilidad y seguridad al operador.



110 V a 220 V
Tensión

550 W
Potencia

20 cm
Plataforma

Especificaciones técnicas

Modelos	Tensión	Potencia	Plataforma	Dimensiones externas (ØxA)
Q310-12B	110 V	550 W	20 cm	20 x 12 cm
Q310-22B	220 V	550 W	20 cm	20 x 12 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en aluminio revestido en epoxi electrostático;
- Plataforma en aluminio reforzado para conseguir una buena homogeneización de la temperatura;
- Temperatura máxima de 350 °C en la plataforma;
- Control electrónico de temperatura con referencia entre los puntos 1 y 10;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290