Polarímetro Q760

Usado para a determinação da rotação ótica de substâncias oticamente ativas e através desta, a concentração, conteúdo e pureza. Recomendado para indústrias de açúcar, da refinaria, de óleo, de rações, químicas, alimentícia, farmacêutica e das universidades no campo de pesquisa e ensino.



220 V
Tensão

20 W
Potência

50 Hz
Frequência

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Frequência	Peso	Dim. Externas (C x L x A)
Q760-2	220 V	20 W	50 Hz	5 Kg	50 x 13,5 x 32 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Faixa de rotação ótica de 0 a +180º (dextrogiro), e de 0 a ?180° (levogiro);
- Valor da divisão de 1 em 1 grau;
- Leitura final através de vernier;
- Fator de aumento da ocular ajustável até 4X;
- Fonte de luz monocromática com lâmpada de sódio de 589,3 nanômetros;
- Compartimento para tubo de 100 mm ou 200 mm;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 2 tubos de amostra, sendo um de 100 mm, um de 200 mm e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290