Polarímetro digital Q760M

Com aplicações na indústria açucareira, alimentícia, química e farmacêutica, o polarímetro digital é um instrumento usado para a determinação de grau SUGAR, rotação específica e concentração.



220 V
Tensão

250 W
Potência

60 Hz
Frequência

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Frequência	Peso	Dim. Externas (C x L x A)
Q760M2	220 V	250 W	60 Hz	35 Kg	71,8 x 34,2 x 23 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em plástico ABS, compacto, robusto com fino acabamento;
- Display touch screen;
- Indicação em display digital tipo LCD de fácil visualização;
- Indicação dos valores com 5 dígitos, precisão de 0.001° (0,01° S);
- Faixa de medição ± 45° (± 120° S);
- Compartimento para tubo de 100 mm ou 200 mm;
- Exatidão de ± 0.01° ?15 = rotação ótica = +15;
- Fonte de luz com lâmpada de LED mais filtro 589,4 nm;
- Saída USB e RS232;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha um tubo para amostras com 100 mm e um tubo de amostras com 200 mm de caminho ótico e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290