# Polarímetro digital Q760M

Con aplicaciones en la industria azucarera, alimentaria, química y farmacéutica, el polarímetro digital es un instrumento utilizado para la determinación del grado SUGAR, la rotación específica y la concentración.



**220 V**
Tensión

**250 W**
Potencia

**60 Hz**
Frecuencia

## Especificaciones técnicas

| Modelo | Tensión | Potencia | Frecuencia | Peso | Dim. Externas (L x A x A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q760M2 | 220 V | 250 W | 60 Hz | 35 kg | 71,8 x 34,2 x 23 cm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## Características

- Construido en plástico ABS, compacto, robusto y con un fino acabado;
- Pantalla táctil;
- Indicación en pantalla digital tipo LCD de fácil visualización;
- Indicación de los valores con 5 dígitos, precisión de 0,001° (0,01° S);
- Rango de medición ± 45° (± 120° S);
- Compartimento para tubo de 100 mm o 200 mm;
- Exactitud de ± 0,01° ?15 = rotación óptica = +15;
- Fuente de luz con lámpara LED más filtro 589,4 nm;
- Salida USB y RS232;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye un tubo para muestras de 100 mm y un tubo para muestras de 200 mm de recorrido óptico, y manual de instrucciones.


### Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290