Refractómetro ABBE Q767B

Con amplia gama de aplicaciones, principalmente en la medición de azúcar en soluciones. Este es el aparato ideal para los análisis de materia seca con lectura en grados Brix o índice de refracción con comparación entre ambos directamente en la escala del aparato.



2,6 kg

Peso

24 x 20 x 24 cm

Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Peso	Dim. Externas (PxAxA)
Q767B	2,6 kg	24 x 20 x 24 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Robusto con estabilidad, utiliza la luz natural;
- Excelente definición del campo visual;
- Ocular con ajuste para enfoque;
- Rango de medición del índice de refracción: 1.300 a 1.700;
- Rango de medición en Brix: 0 a 95 %;
- Precisión en la medición del índice de refracción de ± 0,0002;
- Valor mínimo de lectura en la escala del índice de refracción de ± 0,0005;
- Valor mínimo de lectura en la escala del Brix (% de azúcar) 0,25 %;
- Prismas con conductos para termostatización de la muestra entre 0 y 70 °C, donde se debe acoplar el baño ultratermostático de circulación Q214M2 (opcional);
- Termómetro digital acoplado;
- No posee compensación automática de la temperatura;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290