Refractómetro digital portátil Q767DN

El refractómetro digital portátil ha sido desarrollado para determinar el índice de refracción, que es una de las escalas más utilizadas para definir la concentración de sustancias disueltas en líquidos, de forma rápida y precisa; el análisis se realiza basándose en el comportamiento de la luz generada por el refractómetro a través de la muestra. Al optimizar los procesos en las industrias alimentarias, laboratorios y rutinas agrícolas, el refractómetro facilita el control de calidad y la investigación. Vea cómo el refractómetro puede optimizar sus análisis.



0 a 35 %, 0 a 55 %
Brix

3 baterías de 1,5 V
Alimentación

108 g
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Brix	Alimentación	Peso	Dim. Externas (PxAxA)
Q767DN35	0 a 35 %	3 baterías de 1,5 V	108 g	14 x 06 x 03 cm
Q767DN55	0 a 55 %	3 baterías de 1,5 V	108 g	14 x 06 x 03 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Características

Diseñado en polímero resistente con un diseño compacto para facilitar el transporte, el refractómetro cuenta con un sistema que presenta resultados simultáneos: índice de refracción, brix y temperatura. Estos ya están compensados en el resultado y se utilizan aproximadamente 0,3 mL de muestra.

Lectura

Brix
Rango: 0 a 35 % o 0 a 55 %;
Resolución: 0,1 %;
Precisión: ± 0,2 %.

Índice de refracción
Rango: 1,333 a 1,390 o 1,333 a 1,430.

Temperatura
Compensación automática;
Rango: 10 a 40 °C;
Precisión: ± 0,5 °C.

Ventaja

Calidad con agilidad y precisión
permitiendo mediciones rápidas y fiables directamente en el lugar de recogida. Ideal para diversas aplicaciones como el control de calidad y el análisis de alimentos, combina agilidad y precisión en un solo aparato. Optimice sus procesos con resultados instantáneos y fiables.

Incluye

3 baterías de 1,5 V.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

