Refractómetro portátil Q667

Para mediciones rápidas del contenido de azúcar en frutas y zumos, refrescos, miel, mermeladas, jarabes, concentración de aceites solubles, aceite de motor, grasas, aceites naturales y fluidos de corte, etc.



% Azúcar
Lectura

1 a 3
Escalas

0 a 32 %, 0 a 10 %, 0 a 42 %, 42 a 71 %, 71 a 90 %, 28 a 62 %, 0 a 50 % 50 a 80 %
Rango

Especificaciones técnicas

Modelo	Lectura	Escalas	Rango	Precisión	Compensación de temperatura	Longitud	Peso
Q667A1	% Azúcar	1	0 a 32 %	0,2 Brix	Sí	20 cm	305 g
Q667-2	% Azúcar	1	0 a 10 %	0,1 Brix	No	20 cm	140 g
Q667-4	% Azúcar	3	0 a 42 %, 42 a 71 %, 71 a 90 %	0,2 Brix	No	20 cm	215 g
Q667-6	% Azúcar	1	28 a 62 %	0,2 Brix	No	15 cm	180 g

Modelo	Lectura	Escalas	Rango	Precisión	Compensación de temperatura	Longitud	Peso
Q667-7	% Azúcar	2	0 a 50 % 50 a 80 %	1 Brix	No	15 cm	180 g

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Prácticos, ligeros;
- Funcionan con luz natural;
- Excelente definición del campo visual;
- Ocular con ajuste para enfoque;
- Bajo consumo de muestra;
- Con y sin compensación automática de temperatura;
- Incluye estuche y manual de instrucciones;
- Q667A1 Compensación Automática de Temperatura.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290