Refratômetro digital portátil Q767DN

O Refratômetro digital portátil foi desenvolvido para determinar o índice de refração, que é uma das escalas mais utilizadas para definir a concentração de substâncias dissolvidas em líquidos, de forma rápida e precisa, a análise é feita com base no comportamento da luz gerada pelo refratômetro através da amostra. Otimizando processos em indústrias alimentícias, laboratoriais e rotinas agrícolas, o refratômetro facilita o controle de qualidade e a pesquisa. Veja como o refratômetro pode otimizar suas análises.



0 a 35%, 0 a 55%
Brix

3 baterias de 1,5 v
Alimentação

108g
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Brix	Alimentação	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q767DN35	0 a 35%	3 baterias de 1,5 v	108g	14 x 06 x 03 cm
Q767DN55	0 a 55%	3 baterias de 1,5 v	108g	14 x 06 x 03 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

Características

Projetado em polímero resiste com design compacto para facilitar o transporte, o refratômetro conta com sistema que apresenta resultados simultâneos: índice de refração, brix e temperatura. Já compensadas no resultado e utilizado aproximadamente 0,3 mL de amostra.

Leitura

Brix
Faixa: 0 a 35% ou 0 a 55%;
Resolução: 0,1%;
Precisão: ± 0,2%.

Índice de refração
Faixa: 1.333 a 1.390 ou 1.333 a 1.430.

Temperatura
Compensação automática;
Faixa 10 a 40 °C;
Precisão ± 0,5 °C.

Vantagem

Qualidade com agilidade e precisão
permitindo medições rápidas e confiáveis diretamente no local de coleta. Ideal para aplicações diversas como controle de qualidade e análise de alimentos, ele combina agilidade e precisão em um único aparelho. Otimize seus processos com resultados instantâneos e confiáveis.

Acompanha

3 baterias de 1,5 v.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

