Refratômetro portátil Q667

Para medições rápidas do teor de açúcar em frutas e sucos, refrigerantes, mel, geléias, xaropes, concentração de óleos solúveis, óleo de motor, graxas, óleos naturais e fluidos de corte, etc.



% Açucar
Leitura

1 a 3
Escalas

0 a 32%, 0 a 10%, 0 a 42%, 42 a 71%, 71 a 90%, 28 a 62%, 0 a 50% 50 a 80%
Faixa

Especificações técnicas

Modelo	Leitura	Escalas	Faixa	Precisão	Compensação de temperatura	Comprimento	Peso
Q667A1	% Açucar	1	0 a 32%	0,2 Brix	Sim	20 cm	305 g
Q667-2	% Açucar	1	0 a 10%	0,1 Brix	Não	20 cm	140 g
Q667-4	% Açucar	3	0 a 42%, 42 a 71%, 71 a 90%	0,2 Brix	Não	20 cm	215 g
Q667-6	% Açucar	1	28 a 62%	0,2 Brix	Não	15 cm	180 g

Modelo	Leitura	Escalas	Faixa	Precisão	Compensação de temperatura	Comprimento	Peso
Q667-7	% Açucar	2	0 a 50% 50 a 80%	1 Brix	Não	15 cm	180 g

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Práticos, leves;
- Trabalham com a luz natural;
- Excelente definição do campo visual;
- Ocular com ajuste para focalização;
- Baixo consumo de amostra;
- Com e sem compensação automática da temperatura;
- Acompanha estojo e manual de instruções;
- Q667A1 Compensação Automática de Temperatura.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290