Refratômetro ABBE Q767B

Com ampla gama de aplicações, principalmente na medição de açúcar em soluções. Este é o aparelho ideal para as análises de matéria seca com leitura em graus Brix ou índice de refração com comparação entre as duas diretamente na escala do aparelho.



2,6 kg
Peso

24 x 20 x 24 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q767B	2,6 kg	24 x 20 x 24 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Robusto com estabilidade usa a luz natural;
- Excelente definição do campo visual;
- Ocular com ajuste para focalização;
- Faixa de medição do índice de refração: 1.300 a 1.700;
- Faixa de medição em Brix: 0 a 95%;
- Precisão na medição do índice de refração de ± 0,0002;
- Valor mínimo de leitura na escala do índice de refração de ± 0,0005;
- Valor mínimo de leitura na escala do Brix (% de açúcar) 0,25%;
- Prismas com dutos para termostatização da amostra entre 0 e 70 °C, onde se deve acoplar o banho ultratermostático de circulação Q214M2 (opcional);
- Termômetro digital acoplado;
- Não possui compensação automática da temperatura;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290