Regulador de temperatura digital para manta Q321R

Controlador de temperatura microcontrolado com timer, duplo display, rampas e patamares, alarme de alta temperatura e indicação de término do tempo, autossintonia e PID, um relé de estado sólido (Chave estática) para a parte de potência;



110 V a 220 V
Volts

1.500 W a 3.000 W
Tensão

28x15x13 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Volts	Tensão	Dim. Externas (CxLxA)
Q321R1	110 V	1.500 W	28x15x13 cm
Q321R2	220 V	3.000 W	28x15x13 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Sensor tipo PT100 encapsulado em aço inox 304, com diâmetro de 3 mm, comprimento de 200 mm e 2.000 mm de cabo;
- Construído em aço inox 430;
- Faixa de Temperatura: 50 °C a 290 °C no produto;
- Timer: 1 a 999 min.
- Opcional: Conjunto para aquisição de dados e monitoramento parametrizado da temperatura;
- Obs. Não acompanha manta aquecedora.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290