Sistema de filtração 3 provas Q414–3

Aparelho desenvolvido para filtração de água, preparação de amostras para microbiologia, líquidos orgânicos e corrosivos, tampões, soluções, etc. Tem sua aplicação estendida na quantificação de particulados ou sólidos em suspensão e na filtração de solventes para HPLC. Composto por uma robusta base suporte em aço inoxidável com alças laterais, para três filtrações simultâneas, ou em separado controlado por válvulas esféricas e oliva para aplicação de vácuo.



3
Provas

15 x 50 x 45 cm
Dim. Externas (C x L x A)

Especificações técnicas

Modelo	Provas	Dim. Externas (C x L x A)
Q414--3	3	15 x 50 x 45 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Três rolhas de silicone;
- Três funis graduados com base de vidro sinterizado, com 47 mm diâmetro e 250 mL de capacidade;
- A área de filtração por prova e de aproximadamente 9,51 cm²;
- Três válvulas;
- Três pinças em aço inox;
- Opcional: bomba de vácuo ou hidrovácuo;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290