Sistema de filtração Q414–1

Sistema de filtração de água, preparação de amostras para microbiologia, líquidos orgânicos e corrosivos, tampões, soluções, etc. Tem sua aplicação estendida na quantificação de particulados ou sólidos em suspensão e na filtração de solventes para HPLC.



1

Provas

15 x 15 x 45 cm

Dim. Externas (C x L x A)

Especificações técnicas

Modelo	Provas	Dim. Externas (C x L x A)
Q414--1	1	15 x 15 x 45 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Composto por um frasco de filtração (tipo Kitazato), funil graduado com base de vidro sinterizado para uma prova;
- Frasco de filtração com oliva, capacidade para 1L;
- Rolha de silicone;
- Funil com base de vidro sinterizado com 47 mm de diâmetro;
- Copo graduado com capacidade para 250 mL;
- Área de filtração de 9,5 cm²;
- Pinça aço inox;
- Opcional: bomba de vácuo ou hidrovácuo;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290