Sistema de filtración 3 pruebas Q414–3

Aparato desarrollado para filtración de agua, preparación de muestras para microbiología, líquidos orgánicos y corrosivos, tampones, soluciones, etc. Tiene su aplicación extendida en la cuantificación de particulados o sólidos en suspensión y en la filtración de disolventes para HPLC. Compuesto por una robusta base soporte de acero inoxidable con asas laterales, para tres filtraciones simultáneas, o por separado controladas por válvulas esféricas y oliva para aplicación de vacío.



3

Pruebas

15 x 50 x 45 cm

Dim. Externas (An x Pr x Al)

Especificaciones técnicas

Modelo	Pruebas	Dim. Externas (An x Pr x Al)
Q414--3	3	15 x 50 x 45 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Tres tapones de silicona;
- Tres embudos graduados con base de vidrio sinterizado, con 47 mm de diámetro y 250 ml de capacidad;
- El área de filtración por prueba es de aproximadamente 9,51 cm²;
- Tres válvulas;
- Tres pinzas de acero inoxidable;
- Opcional: bomba de vacío o hidrovacío;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290