Sistema de filtración Q414–1

Sistema de filtración de agua, preparación de muestras para microbiología, líquidos orgánicos y corrosivos, tampones, soluciones, etc. Tiene su aplicación extendida en la cuantificación de particulados o sólidos en suspensión y en la filtración de disolventes para HPLC.



1

Pruebas

15 x 15 x 45 cm

Dim. Externas (L x An x Al)

Especificaciones técnicas

Modelo	Pruebas	Dim. Externas (L x An x Al)
Q414--1	1	15 x 15 x 45 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Compuesto por un matraz de filtración (tipo Kitasato), embudo graduado con base de vidrio sinterizado para una prueba;
- Matraz de filtración con oliva, capacidad para 1 L;
- Tapón de silicona;
- Embudo con base de vidrio sinterizado de 47 mm de diámetro;
- Vaso graduado con capacidad para 250 mL;
- Área de filtración de 9,5 cm²;
- Pinza de acero inoxidable;
- Opcional: bomba de vacío o hidrovacío;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290